



PREMIER SECOURS-RAPIDITÉ ⊕ EFFICACITÉ EN CAS DE **BLESSURES AUX YEUX**

CHOISISSEZ LA SECURITE



eyeaid est disponible en station pour l'intérieur avec 2 bouteilles de 250 ml ou en station isolée pour l'extérieur avec 2 bouteilles de 250 ml.



RINCER JUSQU'À
15 MINUTES



TEMPERATURE
IDEALE
ENTRE 16-38°C



FACILE
D'UTILISATION



TAILLE
PRATIQUE



COMMANDEZ
AUJOURD'HUI

EYEAID C'EST

UN RINCAGE DE 15 MINUTES

Une bouteille Eyeaid contient 250 ML de solution saline sous pression, pour 15 minutes de rinçage en continu.

UTILISATION FACILE

Une bouteille eyeaid est facile à utiliser, car l'œil est maintenu ouvert en appuyant sur les ailes d'activation.

LONGUE DUREE DE VIE

La solution saline garde son efficacité complète pendant plus de 2 ans.



Demandez maintenant plus d'info ou commandez Eyeaid via Gelis – Benoit Desmet
benoit@gelis.be
+32 56/777218